



Agitadores magnéticos eletrônicos

Para múltiplas provas – sem aquecimento

Os agitadores magnéticos eletrônicos Fisatom geram uma agitação uniforme em líquidos, por meio das barras magnéticas em PTFE inseridas no recipiente. Motor eletrônico sem componentes móveis. Fabricado em inox com acabamento em pintura epóxi e indicação digital de rotação. Agita uniformemente múltiplas provas de 800 ml, com único controle eletrônico.



A foto é apenas ilustrativa.
A vidraria não acompanha o equipamento.

Contate-nos




(11) 3864-1333
(11) 96477-1333
vendas@fisatom.com.br
www.fisatom.com.br

Especificações

Modelo	761-5	761-10
Faixa de rotação	50 a 1.000 r/min	
Potência	25 W	50 W
Provas	5 – de até 0,8 L	10 – de até 0,8 L
Dimensões (L x P x A)	11,3 x 59 x 4,7 cm	21,4 x 59 x 4,7 cm
Barras magnéticas (inclusas) (Ø x comprimento)	5 peças 9 x 25 mm	10 peças 9 x 25 mm
Tensão	115–230 V – bivolt	
Frequência	50–60 Hz	
Grau de proteção	IP52	
Código bivolt	007615	076110

Acessórios

Barra magnética lisa com anel central (incluso)



9 x 25 mm

Opcionais

- Barras magnéticas de diversas dimensões e Pescador de barras.