



Bateria de placas aquecedoras

De 3 ou 6 provas, até 360°C

Placas aquecedoras Fisatom, fabricadas em alumínio injetado inquebrável com resistência blindada acoplada, possibilitando uma temperatura uniforme por toda a extensão da placa. Possui controle individual de temperatura por termostato capilar de 50 a 360°C* com lâmpada piloto. Corpo fabricado em aço revestido em pintura epóxi e cabo trifilar em borracha, atendendo a norma IEC (evita danos à rede quando encostada na placa aquecedora). Fornecimento inclui 2 colunas, 1 suporte horizontal com garras e mufas (em alumínio). Ideais para extratores Soxhlet utilizando balões com fundo chato.

* A temperatura do produto depende de calor específico e da quantidade.



Não acompanha a vidraria

Contate-nos



☎ (11) 3864-1333

📞 (11) 96477-1333

✉ vendas@fisatom.com.br

www.fisatom.com.br

Especificações

Modelo	501-6	502-3	502-6	503-3	503-6
Temperatura da placa *	50 a 360 °C	50 a 360 °C	50 a 360 °C	50 a 360 °C	50 a 360 °C
Potência	1,62 kW	1,95 kW	3,9 kW	3,15 kW	6,3 kW
Provas	6 x 0,5 L	3 x 1 L	6 x 1 L	3 x 2 L	6 x 2 L
Dimensões (L x P x A) (cm)	79 x 20 x 10,5	50,5 x 20 x 10,5	100 x 20 x 10,5	61 x 21 x 10,5	122 x 21 x 10,5
Tensão	115 ou 230 V		230 V		
Frequência	50-60 Hz				
Grau de Proteção	IP23				
Código em 115 V	050161	050231	n/d	n/d	n/d
Código em 220 V	050162	050232	050262	050332	050362

* A temperatura do produto depende de calor específico e da quantidade.

