



modelo 557



modelo 558

## Banhos redondos

### Controle digital

Os banhos de aquecimento com controle digital Fisatom proporcionam um aquecimento controlado, permitindo atingir temperaturas com precisão. Cuba fabricada em inox, com corpo de alumínio com pintura epóxi e controle de temperatura por microprocessador.



A foto é apenas ilustrativa.  
A vidraria não acompanha o equipamento.

### Contate-nos



(11) 3864-1333

(11) 96477-1333

[vendas@fisatom.com.br](mailto:vendas@fisatom.com.br)

[www.fisatom.com.br](http://www.fisatom.com.br)

## Especificações

Modelo	557	558
Dimensões da cuba	Ø 25 x 12 cm	Ø 24 x 11 cm Semiesférica
Capacidade	4 L	3 L
Controle de temperatura	Digital – PID	Digital – PID
Faixa de temperatura	50 a 175 °C	50 a 150 °C
Plataforma interna	Incluso	n/d
Tampa de 5 aneis	Opcional	n/d
Estabilidade (em circulação)	± 1 °C	± 1 °C
Resolução	0,1 °C	0,1 °C
Potência	1.200 W	1.000 W
Resistência	Aparente	Embutida
Isolação térmica	Sim	Sim
Frequência	50–60 Hz	50–60 Hz
Tensão	115 ou 230 V	115 ou 230 V
Código em 115 V	005571	005581
Código em 230 V	005572	005582

## Comparativo entre os Banhos de Aquecimento redondos Fisatom



## Especificações

Modelo	550	557	558	555 (com agitação)
Dimensões da cuba	Ø 25 x 12 cm	Ø 25 x 12 cm	Ø 24 x 11 cm Semiesférica	Ø 25 x 12 cm
Capacidade	4 L	4 L	3 L	4 L
Controle de temperatura	Termostato capilar	Digital – PID	Digital – PID	Digital – PID
Faixa de temperatura	50 a 120 °C	50 a 175 °C	50 a 150 °C	50 a 120 °C

## Acessório (opcional)

### Tampa de 5 anéis



*Para reduções de Ø 17; 13; 9,5 e 6,5 cm*